

## Deckeltasche oben und seitliche Innentaschen:

- \_\_ 1 LifePak AED mit Batterie
- \_\_ 2 AED-Paddels
- \_\_ 2 Einwegrasierer
- \_\_ 1 Absaugpumpe, mechanisch
- \_\_ 1 Schlauch für Absaugpumpe
- \_\_ 1 Fingertipp für Absaugkatheter
- \_\_ 3 Absaugkatheter, versch. Größen
- \_\_ 3 Guedeltuben, Gr. 2 - 4
- \_\_ 4 Folienbeutel mit Verschluss
- \_\_ 1 Blockerspritze für Luftkissenmasken
- \_\_ 10 Einweg-Ohrstöpsel
- \_\_ 1 Sonnenblocker
- \_\_ 1 Dokumentation

## Hartschalenwanne unten:

- \_\_ 10 Einweghandschuhe
- \_\_ 1 2l-Sauerstoffflasche mit Druckminderer
- \_\_ 1 Sauerstoff-Schlauch
- \_\_ 1 Sauerstoff-Maske mit Reservoir
- \_\_ 2 Sauerstoff-Brillen
- \_\_ 2 Sauerstoff-Sonden
- \_\_ 5 Masken, Größen 1 - 5
- \_\_ 1 Beatmungsbeutel mit Reservoir
- \_\_ 1 Taschentücher
- \_\_ 1 IR-Thermometer
- \_\_ 10 Schutzhüllen für IR-Thermometer
- \_\_ 1 Sterilium Handdesinfektionsmittel
- \_\_ 1 Erste-Hilfe-Schere, schwarz
- \_\_ 1 Autan-Spray



## Innentasche der Verschlusslasche:

- \_\_ 2 Kugelschreiber
- \_\_ 1 Edding, schwarz mittelstark
- \_\_ 1 Checkliste Trage-Einheit BLAU

## Vor dem Sanitätsdienst!

- Trage-Einheit auf Vollständigkeit prüfen
- Inhalt von Flaschen und Tuben prüfen
- Automatischen Externen Defibrillator prüfen
- Sauerstoff-Flasche inkl. Befestigung prüfen
- Beatmungsbeutel und Reservoir prüfen
- Absaugpumpe prüfen
- IR-Thermometer prüfen

## Nach dem Sanitätsdienst / Einsatz!

- verbrauchtes Material aus dem Lager ergänzen
- beschädigtes / verschmutztes Material austauschen
- Bepackung lt. Checkliste wiederherstellen
- Geräte / Materialien ggf. reinigen / desinfizieren
- (fast) leere Flaschen und Tuben austauschen
- O<sub>2</sub>-Flasche < 50 bar: Meldung Bereitschaftsleiter
- AED Akku leer: Meldung Bereitschaftsleiter
- defekte Geräte wenn Ersatz vorhanden austauschen
- Abfall aus der Trage-Einheit entfernen u. entsorgen
- Dokus an die Anmeldung heften und ablegen

Wenn ein oder mehrere Artikel nicht mehr im Lager vorhanden sind bzw. wenn Geräte, Materialien und Taschen defekt sind umgehend den Bereitschaftsleiter informieren. Kein Einsatz von defekten und / oder abgelaufenen Materialien am Patienten! Keine eigenmächtigen Reparaturversuche!