

## Deckeltasche oben und seitliche Innentaschen:

- \_\_\_ 1 Dokumentation
- \_\_\_ 1 Blutdruckmessgerät
- \_\_\_ 1 Stethoskop
- \_\_\_ 2 Kurzzugbinde
- \_\_\_ 2 Rettungsdecken
- \_\_\_ 1 Feilchenfeld-Pinzette
- \_\_\_ 1 Zeckenzange
- \_\_\_ 6 Folienbeutel mit Verschluss
- \_\_\_ 1 Kontamed-Behälter, klein
- \_\_\_ 5 Einweg-Kühlkompressen
- \_\_\_ 1 Kühl spray (kein Eisspray)
- \_\_\_ 1 Kühl gel (ohne Wirkstoff)
- \_\_\_ 1 Blutzuckermessgerät mit Teststreifen
- \_\_\_ 10 Lanzetten / Subcutan-Nadeln
- \_\_\_ 4 Würfel DextroEnergien
- \_\_\_ 1 Taschen-Beatmungsmaske
- \_\_\_ 2 SAM-Splint (Quick-Fix)
- \_\_\_ 1 StifNeck Select



## Innentasche der Verschlusslasche:

- \_\_\_ 2 Kugelschreiber
- \_\_\_ 1 Edding, schwarz mittelstark
- \_\_\_ 1 Checkliste Trage-Einheit ROT

## Vor dem Sanitätsdienst!

- Trage-Einheit auf Vollständigkeit prüfen
- Inhalt von Flaschen und Tuben prüfen
- Blutdruckmessgerät prüfen
- Blutzuckermessgerät prüfen
- Stethoskop prüfen
- StifNeck Select prüfen
- alle Kühlkompressen auf Dichtigkeit prüfen
- Vorhandensein der Ventile der Taschenmaske prüfen

## Nach dem Sanitätsdienst / Einsatz!

- verbrauchtes Material aus dem Lager ergänzen
- beschädigtes / verschmutztes Material austauschen
- Bepackung lt. Checkliste wiederherstellen
- Geräte / Materialien ggf. reinigen / desinfizieren
- (fast) leere Flaschen und Tuben austauschen
- defekte Geräte wenn Ersatz vorhanden austauschen
- Abfall aus der Trage-Einheit entfernen u. entsorgen
- Dokus an die Anmeldung heften und ablegen

**Wenn ein oder mehrere Artikel nicht mehr im Lager vorhanden sind bzw. wenn Geräte, Materialien und Taschen defekt sind umgehend den Bereitschaftsleiter informieren. Kein Einsatz von defekten und / oder abgelaufenen Materialien am Patienten! Keine eigenmächtigen Reparaturversuche!**

## Hartschalenwanne unten links:

- \_\_\_ 1 Heftpflaster 2,5 cm
- \_\_\_ 1 Leucosilk 2,5 cm
- \_\_\_ 20 Fingerpflaster
- \_\_\_ 12 Pflasterstreifen 6 x 10 cm
- \_\_\_ 1 Verbandschere
- \_\_\_ 3 Einweg-Nierenschalen
- \_\_\_ 10 Wundkompressen 5 x 5 cm, steril
- \_\_\_ 1 Cutasept Hautdesinfektionsmittel
- \_\_\_ 1 OcteniSept Wunddesinfektionsmittel
- \_\_\_ 1 Päckchen Taschentücher
- \_\_\_ 4 Aqua dest., steril 10 ml Plastikampulle
- \_\_\_ 3 Verbandtuch mittel 60 x 80 cm (1 Aluderm)
- \_\_\_ 3 Dreiecktücher

## Hartschalenwanne unten rechts:

- \_\_\_ 20 Einweghandschuhe
- \_\_\_ 10 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril
- \_\_\_ 3 Verbandtuch klein 40 x 60 cm (1 Aluderm)
- \_\_\_ 1 Verbandtuch groß 80 x 120 cm
- \_\_\_ 6 Verbandpäckchen mittel (2 Aluderm)
- \_\_\_ 4 Verbandpäckchen groß (1 Aluderm)
- \_\_\_ 3 Verbandpäckchen klein
- \_\_\_ 6 Fixierbinden elastisch 6 cm
- \_\_\_ 4 Fixierbinden elastisch 8 cm
- \_\_\_ 4 Fixierbinden elastisch 4 cm
- \_\_\_ 1 Kohäsivbinde elastisch 8 cm
- \_\_\_ 1 Erste-Hilfe-Schere, schwarz
- \_\_\_ 1 Sterilium Handdesinfektionsmittel